

Ihr MOYAVE VET Therapiepartner:

KOMBINATIONSTHERAPIE

THERAPIE
PROPHYLAXE
SPORT
TRAINING
REGENERATION



TECHNOLOGIE

- Großflächige, homogene Behandlung durch Hochleistungs LED's mit 632 nm und High-Tech Carbonfasern mit einer Fläche von bis zu **240 cm²**
- Atmungsaktives, hochwertiges und flexibles **3D Funktionsgewebe** gewährleistet die bestmögliche Wärmeregulierung und Wärmeabfuhr während der Behandlung
- Leistungsstarker Li-Ion-Akku und damit unabhängig von der Steckdose - keine störenden Kabel
- **Vollautomatischer** Behandlungsablauf
- Perfekt abgestimmte und indikationsabhängige **Behandlungsprogramme**
- Für viele **Indikationen** geeignet, wo kein kohärentes Laserlicht notwendig ist
- Die Behandlung dauert zwischen **15** und maximal **30 Minuten**



LOW-LEVEL-LIGHT
MIT HIGH POWER LED'S



CARBON INFRAROT WÄRME
240 cm² BEHANDLUNGSFLÄCHE

PRAXIS



3D FUNKTIONSGEWEBE
ATMUNGSAKTIV

MOYAVE - PARTNER

IMG Medizintechnik GmbH

International Medical Group
Aufeldgasse 5, 3385 Markersdorf

Tel.: +43/664/433 74 37, +43/676/523 66 22
Fax: +43/2749/42 26, @-Mail: hmh2@gmx.at
www.img-medicalgroup.com



MOYAVE® - eine Marke der FROBAS GmbH
FROBAS GmbH - Gebrüder-Eicher-Ring 45
85659 Forstern - Deutschland
Tel: +49 8124 91890 40
info@moyave.com - www.moyave.com



www.facebook.com/moyave

FLY-PFERD 20150701 DE



DE

FÜR PFERDE

MOYAVE VET THERAPIE

Die MOYAVE H45 Gamasche und das MOYAVE P45 Flächenpad vereinen als innovative, mobile und leistungsfähige Kombinationstherapiegeräte **Low-Level-Light** und **Carbon Infrarot Wärme** zur Anwendung bei Pferden.

Mit der MOYAVE VET Therapie wird die Energieversorgung der verschiedenen Gewebe positiv beeinflusst. So kann es **vor der Belastung** eingesetzt werden, um Schädigungen zu vermeiden oder es kann nach der Belastung eingesetzt werden, um eine schnellere Erholung zu erreichen.


Bei bestehender Schädigung kann mit der MOYAVE VET Therapie entweder alleine oder begleitend mit **anderen** Therapiemaßnahmen die Heilung wesentlich **beschleunigt** werden.

Die MOYAVE VET Kombinationstherapie wurde mit Tierärzten entwickelt und ist besonders für den **Einsatz an Sehnen und Gelenken** geeignet.

Es findet eine **Steigerung der Durchblutung** statt und jede Zelle wird in ihrer Funktion aktiviert. Dies führt zum **schnelleren Abtransport von Gewebewasser** bei Schwellungen, aber auch zur **schnelleren Reparatur der Zellen** bei Schädigung.

Heilungsvorgänge in Nervenzellen, Muskelzellen, Bindegewebszellen usw. können **stark beschleunigt** werden, Entzündungen werden bekämpft und Schmerzen können gelindert werden.

GAMASCHE



FLÄCHENPAD

ANWENDUNGEN

- Kissing Spine Syndrom
- Probleme am Fesselgelenk und Fesselträger
- Spat
- Allgemeine Probleme am Rücken
- Muskuläre Verspannungen der HWS und im Nacken-Schulter-Bereich
- Probleme am Knie
- Probleme im Sprunggelenk
- Schulterprobleme
- Probleme am Karpalgelenk
- Örtlich begrenzte Nervenschäden
- Schwellungen und Entzündungen
- Bei Stauchungen und Zerrungen

Durchblutungsfördernd

Bei Überbeanspruchung

Zur Schmerzbehandlung

Bei Muskelerkrankungen

Bei Nervenschäden

Bei Entzündungen

H45 GAMASCHE P45 FLÄCHENPAD



P45 Flächenpad



H45 Gamasche

- Optimale Bestahlungsfläche über 45 Hochleistungs-LED's und Carbon-Infrarotgewebe
- Vielseitige Anwendungen am Pferd möglich
- 9 voreingestellte Programme erlauben eine sehr gezielte und effektive Anwendung
- Separate Programme für LLLT und Infrarot
- Sehr einfach anzulegen mittels Klettverschluss und flexiblen Klettbandern
- Die Anwendung der MOYAVE VET **H45** und **P45** Therapiegeräte erfolgt ausschließlich durch veterinärmedizinische Fachkräfte

WICHTIG !

Ihre Tierärztin bzw. Ihr Tierarzt oder Tiertherapeut/in stellt nach einer genauen Diagnose das optimale MOYAVE VET Therapieprogramm zusammen. Die Behandlung durch veterinärmedizinische Fachkräfte erfolgt mit den MOYAVE H45 und P45 Therapiegeräten.

MOYAVE VET Therapie für Pferde



Mag. Petra Zauner

Tierärztin und Expertin für Lichttherapie, Reiterin
Durch die MOYAVE Kombinationstherapie aus Carbon-Wärme und kaltem Rotlicht ist es nun endlich möglich, mein Therapiespektrum für Pferde und Kleintiere enorm zu erweitern. Sowohl die hohe Wirksamkeit und einfache Bedienung als auch die solide, hochwertige Verarbeitung haben mich überzeugt. Die MOYAVE VET Therapiegeräte sind im täglichen Einsatz bei meinen großen und kleinen Patienten.

MOYAVE VET FÜR TIERBESITZER



P27 Flächenpad



H27 Gamasche



Die Anwendung durch Tierbesitzer erfolgt mit den MOYAVE **H27** Gamaschen bzw. MOYAVE **P27** Flächenpads. Informieren Sie sich über den Kauf oder die Miete der MOYAVE **H27** und **P27** Therapiegeräte bei Ihrer Tierärztin bzw. Ihrem Tierarzt oder Tiertherapeut/in.