

LOW LEVEL LIGHT
CARBON INFRAROT WÄRME

KOMBINATIONSTHERAPIE

Prophylaxe

Therapie


Regeneration

Training

Sport

Wettkampf

PFERD



MOYAVE

H45

Perfekte Passform - Gamasche



45 LEDs mit 632 nm



Carbon Infrarot
mit 8 bis 12 μm



Innenseite

Atmungsaktives
Funktionsmaterial

Steuerung mit der Control Box **CB22**
Integrierter Akku - mehrstündiger Betrieb






PFERD



HUND



MOYAVE

P45

Universell einsetzbares Flächenpad für Pferd und Kleintier



45 LEDs mit 632 nm

Carbon Infrarot
mit 8 bis 12 μm

2 Klettbänder



60 cm

Anpassung an
viele Körperregionen



Steuerung mit der Control Box **CB22**
Integrierter Akku - mehrstündiger Betrieb





Beratung und Anwendung durch
den Tierarzt oder Therapeuten

MUSKELN UND FASZIEN

Durchblutungsfördernd
Entkrampfend
Muskelkrankungen
Zerrungen und Muskelfaserriss

SEHNEN UND GELENKE

Spät
Überbeanspruchung
Insertionsdesmopathien
Knochenhautreizung
Schwellungen und Entzündungen
Sehnenscheidenentzündung


NERVEN

Örtlich begrenzte Nervenschäden

SCHMERZBEHANDLUNG

Spondylose, Hüftdysplasie
Kissing Spine Syndrom

MÖGLICHE
ANWENDUNGEN



PRODUKTE

Im Lieferumfang enthalten:



Control Box **CB22**



Carrying Case **CC1**



Netzadapter **PA12**

MOYAVE **H45**
GAMASCHE LINKS



MOYAVE **H45**
GAMASCHE RECHTS



MOYAVE **P45**
FLÄCHENPAD



2 Klettbänder



60 cm

Alle Produkte im Online-Shop: www.moyave.com





TECHNOLOGIE und VORTEILE

TECHNOLOGIEKOMBINATION

Low-Level-Light bei 632 nm mit LED's
Langwellige Infrarot Wärme bei 8 bis 12 μm (FIR)
Multi-Layer mit atmungsaktiven Funktionsmaterialien



LOW-LEVEL-LIGHT
45 HIGH POWER LED's



CARBON INFRAROT WÄRME
240 cm² BEHANDLUNGSFLÄCHE

VORTEILE

Einfache und sichere Handhabung
Robuste und hochwertige Verarbeitung
Flexibles Anlegen für alle Größen
Unabhängig durch Li-Ion Akkubetrieb
Neun voreingestellte Behandlungsprogramme
LED und FIR auch einzeln einsetzbar



Erhard Schulze – Tierarzt, Spezialist für Akupunktur und Goldakupunktur bei Kleintieren und Pferden

Das Moyave Pad ist endlich ein Gerät, mit dem ich therapeutisch und prophylaktisch eingreifen kann. Es ist effektiv, liegt gut in der Hand und ist leicht zu reinigen. Durch die Kombination aus rotem LED Licht und Infrarotwärme erzielen wir gute Erfolge. In meiner Kleintierpraxis setze ich das Pad gerne nach der Goldakupunktur bei Hunden ein. Vor allem bei Spondylose Patienten, de-

nen ich in der Aufwachphase das Pad gerne auf den Rücken lege, haben wir in der Praxis sehr gute Erfahrungen gemacht. Durch das Pad wird die Muskulatur richtig entspannt und wir erreichen insgesamt einen schonenden Verlauf. Die voreingestellten Programme erleichtern es, genau auf die Bedürfnisse des Hundes einzugehen.



Monika Bartholomé – Tierärztin und Spezialistin für Akupunktur bei Pferden

Unsere Pferde haben häufig Blockaden im Rückenbereich, im LWS-Bereich oder im Iliosakralgelenk. Hier ist das Pad hervorragend anzulegen. Die Handhabung ist sehr einfach und die Pferde akzeptieren das sehr gerne.

Weiterhin können wir die Moyave Pads und Gamaschen bei Indikationen wie Narbenstörung, dickeren Sehnen oder Tendinitiden in jeglicher Art und Weise anwenden.

MOYAVE - PARTNER

IMG Medizintechnik GmbH

International Medical Group
Aufeldgasse 5, 3385 Markersdorf

Tel.: +43/664/433 74 37, +43/676/523 66 22
Fax: +43/2749/42 26, **@-Mail:** hmh2@gmx.at
www.img-medicalgroup.com



MOYAVE® - eine Marke der FROBAS GmbH
FROBAS GmbH - Gebrüder-Eicher-Ring 45 - 85659 Forstern - Deutschland
Tel: +49 8124 91890 40 - info@moyave.com - www.moyave.com



www.facebook.com/moyave